

*Widerstandsfähig und äußerst beständig gegen Chemikalien!*

**Nichtmetallische Schränke von Justrite** bieten außerordentliche chemische Beständigkeit gegen hochkorrodierende Flüssigkeiten wie Phenol, Salpetersäure und Schwefelsäure. Die Schichtholzoberfläche enthält keine Metallteile, die korrodieren könnten. Schiebetüren werden für Aufstellung in Gängen bevorzugt, wo nur wenig Platz zur Verfügung steht. Die Modelle **24140** und **24150** verfügen über ein Sicherheitsschloss mit Schlüssel. Die Oberseite des Modells **24140** ist eine hochdichte PE-Arbeitsfläche mit einer leicht gebogenen Kante, um verschüttete Flüssigkeit aufzufangen und die Säuberung zu erleichtern.



24140



24140

## Blau nichtmetallische Aufbewahrungsschränke

Anzahl der Türen und Modell	Fassungsvermögen (Liter)	Außenmaße, H x B x T	Verstellbare Ablagen	Modell Nr.	Versandgewicht (kg)
2-türig, mit Schiebetür	sechs 2,5 Liter-Flaschen	467 x 610 x 403 mm	-	24120	23,0
2-türig, mit Schiebetür	sechsendreißig 2,5 Liter-Flaschen	914 x 914 x 559 mm	1	24140	106,0
2-türig, mit Schiebetür	neunundvierzig 2,5 Liter-Flaschen	1524 x 1067 x 454 mm	2	24150	145,0



29871B auf  
29703 B

*Erweitern oder trennen Sie Ihren Stauraum mit Huckepack-Schränken.*

**Huckepack-Schränke von Justrite** werden oben auf unsere Standardschränke mit einem Fassungsvermögen von 114 und 170 Liter montiert. Sie können einzeln oder gestapelt verwendet werden, um zusätzlichen Stauraum zu schaffen. Huckepack-Schränke können auch an der Wand montiert oder auf den Tisch gestellt werden.

## Blau Huckepack-Sicherheitschränke aus Stahl

Anzahl der Türen und Modell	Fassungsvermögen (Liter)	Außenmaße, H x B x T	Verstellbare Ablagen	Zulassungsverordnung	Sure-Grip® Modell Nr.	Versandgewicht (kg)
2-türig, manuell	45	457 x 1092 x 457 mm	0	FM,N,O	29871B	59,0
2-türig, selbstschließend	45	457 x 1092 x 457 mm	0	FM,N,O,U	SC29871B	59,0
2-türig, manuell	64	610 x 1092 x 457 mm	1	FM,N,O	29872B	71,0
2-türig, selbstschließend	64	610 x 1092 x 457 mm	1	FM,N,O,U	SC29872B	71,0

## Wahlweise erhältliche Wandaufhängungsbaugruppe

Beschreibung	Modell Nr.	Versandgewicht (kg)
Wandaufhängungsbaugruppe	25950	3,0

Diese Schränke werden nicht für die Aufbewahrung von Phenol, Salpetersäure oder Schwefelsäure empfohlen.

Rufen Sie noch heute Ihren Händler vor Ort an!

www.justritemfg.com

