

Sicherheitsschränke mit Spezialabmessungen nutzen Ihren Arbeitsraum am Besten.

Mit **Untertischschränken für Korrosionsmittel** können Sie effektiv arbeiten und Ihr Labor in einen effizienten Arbeitsplatz umwandeln, wenn Sie ungenutzten Platz nutzen und Laborwerkzeuge und –geräte praktisch in einem einzigen Bereich unterbringen können.

Auf dem Tisch stehende Schränke sowie Compac-Schränke bieten eine einzigartige Gelegenheit zur benutzerspezifischen Anpassung von Arbeitsbereichen und optimalen Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Raums. Diese kleineren Schränke sind die Lösung, wenn wenig Platz zur Verfügung steht – egal, ob Sie mehr Stauraum brauchen oder Lösungsmittel am Arbeitsplatz leicht erreichbar sein sollen. Die Schränke weisen die gleichen Merkmale wie unsere größeren Schränke auf.

Säuresicherheitsschränke mit Spezialabmessungen sind mit den gleichen Qualitätsmerkmalen wie Justrites Schränke für entzündliche Flüssigkeiten ausgestattet. Zusätzlich verfügen Sie über galvanisierte Stahlablagen mit befestigten PE-Schalen und einen separaten PE-Einsatz für die Auffangwanne am Boden, der problemlos zum Entfernen von verschütteten Tropfen und Leckstellen herausgenommen werden kann. Spezialinnen- und -außenanstriche für Labors mit einer eingebrannte Epoxid-pulverspritzlackierung für eine bessere chemische Beständigkeit widerstehen Säuren, Laugen und Lösungsmitteln.



SC29702B

Blaue Untertischschränke aus Stahl

Anzahl der Türen und Modell	Fassungsvermögen (Liter)	Außenmaße, H x B x T	Verstellbare Ablagen	Zulassungsverordnung	Sure-Grip® Modell Nr.	Versandgewicht (kg)
2-türig, manuell	83	889 x 889 x 559 mm	1	FM,N,O	29702B	95,0
2-türig, selbstschließend	83	889 x 889 x 559 mm	1	FM,N,O,U	SC29742B	96,0

Die Fußleisten sind 89 mm hoch und 64 mm tief. Diese Schränke werden nicht für die Aufbewahrung von Phenol, Salpetersäure oder Schwefelsäure empfohlen.

Blaue Tisch- und Compac-Schränke aus Stahl

Anzahl der Türen und Modell	Fassungsvermögen (Liter)	Außenmaße, H x B x T	Verstellbare Ablagen	Zulassungsverordnung	Sure-Grip® Modell Nr.	Versandgewicht (kg)
1-türig, manuell, Tischmodell	15	559 x 432 x 432 mm	1	N,O	29040B	28,0
1-türig, selbstschließend, Tischmodell	15	559 x 432 x 432 mm	1	N,O,U	SC29042B	28,0
1-türig, manuell, Compac-Modell	45	889 x 591 x 457 mm	1	FM,N,O	29710B	59,0
1-türig, selbstschließend, Compac-Modell	45	889 x 591 x 457 mm	1	FM,N,O,U	SC29712B	59,0

Diese Schränke werden nicht für die Aufbewahrung von Phenol, Salpetersäure oder Schwefelsäure empfohlen.

Entzündliche und korrodierende Flüssigkeiten sicher lagern.

Sicherheitsschränke mit zwei Lagerfächern haben eine doppelwandige Trennung mit 3,8 cm (1 1/2") Abstand und somit zwei 19 Liter-Fächer zur isolierten Lagerung von verschiedenen Materialien. Jedes Fach lässt sich getrennt verschließen. Große Warnetiketten kennzeichnen den Inhalt deutlich. Das Fach für korrodierende Stoffe enthält eine entfernbare Poly-Auffangwannenauskleidung, die aggressiven Chemikalien widersteht. Zum Aufeinanderstellen bemessen.

29803



Sicherheitsschränke mit zwei Lagerfächern

Anzahl der Türen und Ausführung	Fassungsvermögen (Liter)	Außenabmessungen H x B x T	Zulassungs-/Listenvorschrift	Sure-Grip® Modellnr.	Versandgewicht (kg)
2-türig, manuell	38	457 x 1092 x 457 mm	N,O	29803	76
2-türig, selbstschließend	38	457 x 1092 x 457 mm	N,O,U	SC29803	77

Zubehör für Sicherheitsschränke mit zwei Lagerfächern

Beschreibung	Außenabmessungen (L x T)	Modellnr.	Versandgewicht
Ersatz für Poly-Auffangwannenauskleidung	422 x 368 mm	25986	1
Optionale Wandaufhängungsbaugruppe	-	25950	2
Optionaler Stahlablagesockel	444 x 356 mm	29923	5
Poly-Auskleidung für optionalen Ablagesockel	444 x 356 mm	29922	1

Rufen Sie noch heute Ihren Händler vor Ort an!

www.justritemfg.com

